

INDABIO PLUS



Tecarterapia, Radiofrequência, Diatermia



Funções na área da Estética e Reabilitação

1. Introdução

Em 1994, este aparelho foi o primeiro a ser desenvolvido em Espanha. Trata-se de um equipamento para perda de peso que projeta uma energia de alta frequência no corpo humano e gera calor a partir da camada da derme da pele decompondo a gordura corporal, alcançando-se assim a perda de peso.

Trata-se de um método de transmissão de energia. O equipamento de alta frequência de lipólise usa um método de transmissão de alta frequência mais elevada do que o método já existente denominado por CET (e.g. extração quente) o qual produz calor na superfície da pele e cuja energia pode penetrar nas camadas mais profundas. Usado para queimar rapidamente a gordura abdominal/visceral.

2. Funções

- Eliminar rugas e aumentar a elasticidade vascular

Aplicação: pés de galinha / lábio leporino / queixo lifting da testa / anti envelhecimento / pescoço / fissuras.

Lifting e remodelação do rosto e do pescoço, estica e provoca tensão das zonas flácidas da face.
– Reduz as rugas – Lifting da flacidez cutânea.

- Promove e elimina a gordura

Aumenta a circulação sanguínea e o metabolismo da gordura nas células adiposas.

Aplicação: redução da gordura abdominal / remodelação do contorno das pernas e ancas.
Tratamento da celulite e reconstrução parcial da pele. Aumento os níveis de colagénio.

- Reduz a dor

Aumenta o fluxo sanguíneo do músculo-esquelético, melhorando o metabolismo e eliminando a dor.


Aplicação: dores no ombro / costas / dores musculares / articulação / contração / artrite / reumatismo / remoção de contusões derivadas de lesões desportivas.

- Melhora a saúde do couro cabeludo

Capaz de aquecer profundamente o couro cabeludo para aumentar o fluxo de sangue e fornece também uma grande quantidade de oxigénio e nutrientes para a produção de novos cabelos.

3. Aspectos físicos

Quando a corrente de alta frequência é aplicada no corpo humano, a amplitude da vibração é muito pequena de modo que o movimento de iões dificilmente é gerado e não ocorre reação eletroquímica ou decomposição eléctrica. Se a alta frequência é aplicada no corpo humano, o tecido humano vai aquecer. Isto deve-se ao facto da corrente de alta frequência que é aplicada no corpo humano e sempre que a corrente muda de direção, as moléculas do qual é composto o tecido também mudarão de direção, vibrarão e ao colidirem entre si executam um movimento rotacional, de distorção e de colisão. Este movimento molecular levará o tecido humano a produzir calor. Este calor é denominado “calor profundo”.



4. Tratamento INDABIO

O tratamento com Indabio é indolor e, dependendo do problema em questão, pode durar até 10 sessões de 20 a 30 minutos cada. É para causar aquecimento local do tecido corporal sob a influência de um campo elétrico ou magnético.

Este aumento de temperatura é aplicado à pele para penetrar nas células. A capacidade da temperatura dependerá da condição a ser tratada, mas é um tratamento suave e até relaxante.

Onde fazer o tratamento?

Recomenda-se que o tratamento INDABIO de alta frequência seja realizado por técnico(a) especializado(a).

INDABIO ACTIVO

Ative a terapia celular. Possui segurança máxima, graças à tecnologia exclusiva e patenteada. A terapia celular ativa INDABIO estimula os processos naturais de cura e os mecanismos de reparação de tecidos de maneira não invasiva.

Aqui, uma corrente de alta frequência (frequência: 448 kHz) é aplicada através de eletrodos especiais no modo capacitivo e resistente. O alívio da dor é duradouro e eficaz e funciona no modo térmico e térmico de operação.

O INDABIO activo baseia-se em uma tecnologia patenteada e segura que integra técnicas de terapia manual e alcança um efeito triplo no tecido durante a reabilitação:

- Uma recuperação mais rápida
- Um maior efeito fibrinolítico
- Um aumento no controlo inflamatório do corpo

INDABIO Facial

O INDABIO Facial é sem dúvida a radiofrequência mais procurada e popular em estética. Os resultados estão comprovados por muitos anos e possuem centenas de estudos clínicos.

É um tratamento indolor e muito confortável, é o melhor em Beleza e Fisioterapia há anos. Existem várias clínicas, como as clínicas Laser Natura, que possuem a geração mais recente e mais forte da INDABIO, com mais eficiência e seus resultados são visíveis desde a primeira sessão.

INDABIO Facial antes e depois

A radiofrequência INDABIO pode obter resultados rápidos e obter rejuvenescimento facial do decote, pescoço e uma melhoria notável da pele. Os tratamentos têm média de 5 sessões.

Sistema Pro-iônico

Baseado no sistema Proionic®, o INDABIO ativa o metabolismo celular. Restaura o potencial da membrana celular alterada para um equilíbrio natural e melhora significativamente o suprimento de componentes vitais para a célula. O modo de ação possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e fibrinolíticas.

Efeito de ativação Indabio

- Alívio rápido da dor
- Melhoria da mobilidade.
- Regeneração de tecidos
- Aceleração do processo de cicatrização.

Eletroterapia

RF, sistema de eletroterapia para o tratamento de lesões e dores musculares. Dor nas costas, dor no pescoço, tendinite, osteoartrite do quadril, costas, joelhos e mãos.

No trabalho diário, adotamos posturas e esforços que, em muitos casos, nos deixam com dores musculares. Essa mesma dor pode ser amplificada se formos praticantes regulares de desporto, como correr ou jogar, o que exige uma alta taxa de resposta do nosso corpo e este sofre.

A tecnologia de RF é cada vez mais aplicada para ajudar no processo de reabilitação e curar todos os tipos de lesões musculares, mas não apenas no mundo do desporto, mas também para resolver problemas e doenças do dia-a-dia.

Indabio Activ Therapy

Este tratamento de alta frequência com o tratamento INDABIO ACTIV, através do qual o metabolismo celular é ativado, restaura o equilíbrio e aumenta a vascularização. E a temperatura interna nos tecidos do dispositivo músculo-esquelético, o que causa uma maior aceleração do processo de cicatrização.

A energia regenerativa elétrica ativa INDABIO fornece uma aceleração clara dos processos naturais de cura do corpo humano para reduzir a dor do paciente desde a primeira sessão.

Sistema de benefícios INDABIO

Além disso, o **INDABIO Activ Therapy** é um tratamento que surgiu para os melhores atletas como o tenista Rafael Nadal e o corredor de Chema Martínez.

- Acelera a cura
- Alivia a dor
- Facilita a mobilidade
- Diminui a dor recorrente
- Reduz a inflamação

IndabioRet

A terapia de diatermia por radiofrequência dirigida do INDABIO RET (transmissão elétrica resistente) funciona numa zona mais profunda do tecido que os dispositivos de terapia de diatermia por fluxo superficial.

A energia eletromagnética de alta frequência é transferida através do tecido do corpo, criando perda de peso da hipertermia seletiva do tecido e quebra o corpo da célula adiposa.

A transmissão elétrica (RET), introduzida na Espanha em 1994, é diferente da CET, pois basicamente o eletrodo de aplicação não é isolado. Isso permite que a corrente seja

transmitida diretamente ao paciente com menor dispersão, o que aumenta a temperatura a uma profundidade maior.

O RET pode invadir a energia dos tecidos do corpo para criar hipertermia na camada de gordura visceral e melhorar a circulação e o metabolismo linfático do tecido, por isso funciona melhor para queimar gordura e reduzir a celulite. Pode ser operado no abdômen, coxas, braços, nádegas e outras partes do corpo

A aplicação da perda de peso do RET é não cirúrgica, quase indolor, sem equimose ou inchaço. Não traz transtornos à sua vida. O método não causa pigmentação, linhas cirúrgicas e fenômeno irregular da pele, sendo também uma opção popular.

Pessoas que temem a cirurgia: este dispositivo será um método de substituição significativo para perder peso em comparação com os métodos normais de redução de celulite cirúrgica.

O que é radiofrequência e como funciona?

Terapia comprovada de radiofrequência que trabalha sob a superfície para transformar a pele e resolver vários defeitos da superfície devido à idade e a fatores ambientais.

Isso inclui suavizar a pele enrugada ou irregular, definir melhor as características faciais ao redor dos olhos, mandíbula e pescoço e até suavizar e coordenar o inchaço desagradável, covinhas e rugas no rosto e no corpo.

A energia de radiofrequência trabalha com seu corpo para refinar seu colagénio, ajudando a manter a pele macia e limpa. A RF fracionária lida com as áreas problemáticas para as quais os objetivos são estabelecidos, para que os resultados sejam focados e eficazes.

O que acontece durante o tratamento por radiofrequência?

Durante o tratamento, sente-se apenas um breve aquecimento da área tratada. É uma ligeira vermelhidão, que geralmente é inferior a uma hora, nunca mais que 1 a 2 dias visíveis.

Pode retomar todas as atividades normais após o termo do tratamento. A pele parece mais fresca e mais gorda. Esse efeito imediato, no entanto, diminui após 1 a 2 dias.

O efeito real e duradouro não é imediatamente visível, mas começa apenas após alguns dias e aumenta até vários meses, uma vez que o colagénio e a elastina se formam gradualmente.

Para quem esse tratamento por radiofrequência é adequado e em que área do corpo é aplicável? O método de radiofrequência pode ser usado em mulheres e homens de todas as idades.

A radiofrequência é aplicável a todo o rosto, pescoço e decote, bem como à parte superior dos braços, peito, abdômen, quadris, coxas e nádegas.

Quantos tratamentos são necessários?

Um efeito imediato é alcançado após um tratamento, mas isso diminui novamente após 1 a 2 dias. Para obter uma melhoria permanente na aparência da pele, pode precisar entre um a 10 tratamentos em intervalos semanais ou máximo de 14 dias.

Para manter o resultado, recomendamos uma manutenção mensal. Em alguns casos, uma manutenção após 8 semanas é suficiente.

Que indicações falam de um tratamento por radiofrequência?

- Bochechas
- Dobra Naso labial
- Rugas
- Queixo duplo
- Cicatrizes de acne
- Cicatrizes de todos os tipos (por exemplo, por folhas molhadas)
- Tecido solto (por exemplo, após perda de peso)

Celulite

Que resultados podem ser alcançados com um tratamento por radiofrequência?

- Definição dos contornos faciais
- Redução de rugas
- Redução de cicatrizes

- Fortalecimento do tecido conjuntivo
- Redução da circunferência do abdómen, nádegas, coxas
- Reduzir a celulite

Para alcançar resultados particularmente bons, recomendamos combinações diferentes de terapia, dependendo do problema de pele, por exemplo. Com punção, mesoterapia e microdermoabrasão.

Contraindicações

- Na gravidez
- Cancro
- Quimioterapia e radioterapia.

Que riscos e efeitos colaterais são conhecidos?

Uma ligeira vermelhidão após o tratamento é normal, mas para completamente após algumas horas.